

CHAUSSURES PARA-MÉDICALES (C.H.U.T.)

Les chaussures de décharge CHUT : chaussures à usage temporaire

Les chaussures permettent de soustraire une partie du pied à l'appui et à la mise en marche pendant la station debout ou du déroulement de pas lors de la marche.

Limitent les alitements prolongés et leurs conséquences médicales, familiales et sociales.

1 - Mise en charge totale de l'avant pied

Chaussure thérapeutique de décharge totale de l'avant-pied Barouk

CARACTÉRISTIQUES

- Bloc talonnier anti-choc et compressible
- Coin amortisseur
- Talus 10°
- Fermeture auto-agrippante

PRESCRIPTION

Chaussure CHUT de décharge type BAROUK
Référence 2183855 (201H01.1)



Chaussure de décharge à semelle prolongée

CARACTÉRISTIQUES

- La semelle prolongée protège le pied, élimine le phénomène de la cassure médiotarsienne.



2 - Mise en décharge du talon

INDICATION

- Toutes pathologies du talon nécessitant sa mise en décharge.

Sanital

CARACTÉRISTIQUES

- Semelle en élastomère
- Appui plantaire en mousse de polyéthylène et latex
- En tissu jean, doublé en coton molletonné, sans couture.

PRESCRIPTION

Chaussure CHUT de décharge type SANITAL
Référence 2187356 (201H01.2)

