

MODULE DYNAMIC & SPORT FIN

PRESCRIPTION

Une paire d'orthèses plantaires de traitement exécutée sur mesure.
Référence 2180455 (201B00.1)

DYNAMIC (MARCHE & RANDONNÉE)

RECOUVREMENT :

PE+E.V.A. micro perforée 2,5 mm polyvalent
Résistant et hypo allergisant ISO10993



AMORTISSEUR :

Pastille de confortène de 2 mm
pour répartir l'onde de choc
lors de l'attaque du talon.

AVANT PIED :

Piroflex, résine PVC flexible
et robuste de 0,8 mm afin
de répartir les appuis.



BASE :

Réalisée en transflux 1 mm
afin d'assurer une meilleure
transmission entre l'arrière et
l'avant pied.

SPORT FIN (CHAUSSURE À CRAMPONS)

RECOUVREMENT :

Polyéthylène de 1,5 mm résistant,
lavable et adhérent.




AMORTISSEUR :

Pastille de confortène de 2 mm
pour répartir l'onde de choc
lors de l'attaque du talon.

AVANT PIED :

Viscotène de 2 mm, matériau
propulseur en caoutchouc naturel
qui permet un dynamisme
exceptionnel.



BASE :

Transflux prolongé
en flèche vers l'avant pied
pour une meilleure
transmission d'énergie
sous le pied.

RENFORT :

Plus ou moins rigide en transflux afin de stabiliser l'arrière pied
ou corriger l'arrière pied.

